

# *F*ischer *T*est *T*inten

Rheinstraße 25 A  
D-76479 Steinmauern  
Germany

Bedienungsanleitung  
**Rote Test Tinte**  
34 bis 46 mN/m

**Telefon 07222-901844**  
**Telefax 07222-901845**

Testtinten auf Glycol Basis sollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, im Serienprozess, die Güte einer Oberflächenbehandlung, auf eine für die Mitarbeiter gesundheitlich unbedenkliche Weise zu testen.

Diese Test Tinten verhalten sich ähnlich wie jene die auf Formamid Basis, wie sie in der DIN 53364 beschrieben sind. Es kann jedoch je nach Material und/oder Materialbeschaffenheit ein unterschiedliches Verhalten auftreten.

Wir empfehlen deshalb, in internen Laborversuchen festzustellen inwieweit Rückschlüsse auf die Qualität der Oberflächenbehandlung hergeleitet werden können. In den meisten Fällen kann so ein vollwertiger Ersatz zu den herkömmlichen Test Tinten eingesetzt werden.